

03. Volumetric Glassware · Volumenmessgeräte

FORTUNA® Burettes

FORTUNA® burettes and automatic burettes are produced to the highest quality standards and only according to **Class AS (EN ISO 385)**.

Reading: With ring marks and Schellbach stripes, precise working is possible, reading the volume at the touch point of the two tips. Amber graduations are acid and alkali resistant. FORTUNA® burettes are calibrated to deliver ('EX'). Please remember the waiting time of 30 sec.

Stopcocks: FORTUNA® burettes are offered with straight stopcocks and glass or PTFE keys. FORTUNA® Automatic Burette, Pellet pattern are offered with lateral stopcock and glass or PTFE keys.

Precision Burette Tips: During the production of burettes we take great care with the burette tips so that the user can always titrate with the same size of drop.

FORTUNA® Büretten

FORTUNA® Büretten bzw. Titrierapparate werden entsprechend höchster Qualitätsstandards und ausschließlich nach **Klasse AS (EN ISO 385)** produziert.

Ablesung: Die Hauptpunkteringteilung und der Schellbachstreifen ermöglichen dem Anwender ein genaues Arbeiten, da das entsprechende Volumen am Berührungspunkt der beiden Spitzen exakt eingestellt werden kann. Die braune Graduierung ist säure- und laugenbeständig eingebrannt. Büretten und Titrierapparate sind auf 'EX', d.h. auf Auslauf, justiert. Bitte berücksichtigen Sie eine Wartezeit von 30 Sekunden.

Hähne: Die FORTUNA® Büretten werden mit geradem Hahn mit Glas- oder PTFE-Küken angeboten. Die automatischen Büretten nach Pellet haben einen seitlichen Hahn mit Glas- oder PTFE-Küken.

Präzisions-Bürettenspitzen: Besonderer Wert wird bei der Produktion auf die Bürettenspitze gelegt, damit der Anwender stets mit der gleichen Tropfengröße dosieren kann.



Technical Details · Technische Daten

1.008 Burettes with straight stopcock · Büretten mit geradem Hahn

Capacity Inhalt	grad. grad.	Tol. Tol.	Flow time Auslaufzeit	Length Länge	Weight Gewicht
ml	ml	± ml	s	mm	g
10	0.02	0.02	35-45	820	75
25	0.05	0.03	35-45	820	90
25 ⁽¹⁾	0.10	0.05	35-45	620	70
50	0.10	0.05	35-45	820	125
100	0.20	0.10	-	870	140

⁽¹⁾ short form · kurze Form

1.030 / 1.036 Bang burettes · Büretten nach Bang

Capacity Inhalt	grad. grad.	Tol. Tol.	Flow time Auslaufzeit
ml	ml	± ml	s
2 ⁽³⁾	0.01	0.01	8-20
5 ⁽³⁾	0.02	0.01	15-25
10	0.02	0.02	35-45

⁽³⁾ class AS, without conformity approval

⁽³⁾ Klasse AS, nicht konformitätsbescheinigt

1.055 / 1.057 / 1.059 Automatic Pellet burettes · Pellet Büretten

Capacity Inhalt	grad. grad.	Tol. Tol.	Flow time Auslaufzeit
ml	ml	± ml	s
10	0.02	0.02	35-45
25	0.05	0.03	35-45
50	0.10	0.05	35-45

1.068 / 1.069 Dr. Schilling automatic burettes · Dr. Schilling Titrierapparate

Capacity Inhalt	grad. grad.	Tol. Tol.	Bottle Flasche	Colour of the fitting Farbe der Armatur
ml	ml	± ml	ml	
5 ⁽²⁾	0.05	0.02	500	blue/blau
10	0.05	0.05	500	blue/blau
15 ⁽²⁾	0.10	0.10	500	blue/blau
25	0.10	0.10	1000	red/rot
50	0.10	0.01	1000	red/rot

⁽²⁾ additional to ISO · in Ergänzung zur ISO

03. Volumetric Glassware · Volumenmessgeräte

FORTUNA® Burette, with straight stopcock and glass key

Class AS

conformity approved,
borosilicate glass 3.3

1.008-..-02G, -04G

Schellbach,
blue or amber graduation

1.008-..-06G

glass amber stain diffused,
white graduation

FORTUNA® Bürette, mit geradem Hahn und Glasküken

Klasse AS,

konformitätsbescheinigt,
Borosilikatglas 3.3

1.008-..-02G, -04G

Schellbach,
blau oder braun graduiert

1.008-..-06G

Braunglas,
weiß graduiert



		1.008-...-02G	1.008-...-04G
Capacity	grad.	Art.-No.	Art.-No.
Inhalt	grad.	Art.-Nr.	Art.-No.
10 ml	: 0.02	1.008-34-02G	1.008-34-04G
25 ml	: 0.05	1.008-42-02G	1.008-42-04G
25 ml	: 0.10 ⁽¹⁾	1.008-43-02G	1.008-43-04G
50 ml	: 0.10	1.008-45-02G	1.008-45-04G
100 ml	: 0.20	1.008-49-02G	1.008-49-04G

		1.008-...-06G
Capacity	grad.	Art.-No.
Inhalt	grad.	Art.-Nr.
25 ml	: 0.10 ⁽¹⁾	1.008-44-06G
50 ml	: 0.10	1.008-45-06G

⁽¹⁾ short form · kurze Form

Packing unit: 1

Verpackungseinheit: 1

03. Volumetric Glassware · Volumenmessgeräte

FORTUNA® Burette, with straight stopcock and PTFE key

Class AS,
conformity approved,
borosilicate glass 3.3

1.008-..-02P, -04P

Schellbach,
blue or amber graduation

1.008-..-06P

glass amber stain diffused,
white graduation

FORTUNA® Bürette, mit geradem Hahn und PTFE-Küken


Klasse AS,
konformitätsbescheinigt,
Borosilikatglas 3.3

1.008-..-02P, -04P

Schellbach,
blau oder braun graduiert

1.008-..-06P

Braunglas,
weiß graduiert



		1.008-...-02P	1.008-...-04P
Capacity	grad.	Art.-No.	Art.-No.
Inhalt	grad.	Art.-Nr.	Art.-No.
10 ml	: 0.02	1.008-34-02P	1.008-34-04P
25 ml	: 0.05	1.008-42-02P	1.008-42-04P
25 ml	: 0.10 ⁽¹⁾	1.008-43-02P	1.008-43-04P
50 ml	: 0.10	1.008-45-02P	1.008-45-04P
100 ml	: 0.20	1.008-49-02P	1.008-49-04P

		1.008-...-06P
Capacity	grad.	Art.-No.
Inhalt	grad.	Art.-Nr.
25 ml	: 0.10 ⁽¹⁾	1.008-44-06P
50 ml	: 0.10	1.008-45-06P

⁽¹⁾ short form · kurze Form

Packing unit: 1

Verpackungseinheit: 1

FORTUNA® Burette, Bang pattern,

Class AS,

conformity approved (10 ml),
borosilicate glass 3.3

1.030

with straight glass stopcock and glass
key in upper stopcock, Schellbach,
blue graduation

FORTUNA® Bürette nach Bang

Klasse AS,

konformitätsbescheinigt (10 ml),
Borosilikatglas 3.3

1.030

mit geradem Glashahn und Glasküken
im Zwischenhahn, Schellbach,
blau graduiert



1.030		
Capacity	grad.	Art.-No.
Inhalt	grad.	Art.-Nr.
2 ml	: 0.01 ⁽¹⁾⁽²⁾	1.030-23G
5 ml	: 0.02 ⁽¹⁾⁽²⁾	1.030-30G
10 ml	: 0.02	1.030-34G

⁽¹⁾ additional to standard · in Ergänzung zur Norm

⁽²⁾ class AS, without conformity approval · Klasse AS, nicht konformitätsbescheinigt

Packing unit: 1

Verpackungseinheit: 1

FORTUNA® Automatic Burette, Pellet pattern

Class AS,

without conformity approval, automatic zero adjustment, borosilicate glass 3.3

1.055..-02

without intermediate stopcock, with lateral PTFE stopcock, Schellbach, blue graduation

1.055..-06

without intermediate stopcock, with lateral PTFE stopcock, amber stain diffused, white graduation

Class AS,

conformity approved, automatic zero adjustment, borosilicate glass 3.3

1.057..-02

with intermediate glass stopcock and lateral glass stopcock, Schellbach, blue graduation

FORTUNA® Titrierapparat nach Pellet

Klasse AS,

nicht konformitätsbescheinigt, automatische Nullpunkteinstellung, Borosilikatglas 3.3

1.055..-02

ohne Zwischenhahn, mit seitlichem PTFE-Hahn, Schellbach, blau graduert

1.055..-06


ohne Zwischenhahn, mit seitlichem PTFE-Hahn, Braunglas, weiß graduert

Klasse AS,

konformitätsbescheinigt, automatische Nullpunkteinstellung, Borosilikatglas 3.3

1.057..-02

mit Glas-Zwischenhahn, mit seitlichem Glashahn, Schellbach, blau graduert



1.057..-02

		1.055-..-02	1.055-..-06
Capacity	grad.	Art.-No.	Art.-No.
Inhalt	grad.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
10 ml	: 0.02	1.055-34-02	1.055-34-06
25 ml	: 0.05	1.055-42-02	1.055-42-06
50 ml	: 0.10	1.055-45-02	1.055-45-06

		1.057
Capacity	grad.	Art.-No.
Inhalt	grad.	Art.-Nr.
10 ml	: 0.02	1.057-34-02
25 ml	: 0.05	1.057-42-02
50 ml	: 0.10	1.057-45-02

**Packing unit: 1,
without reservoir**

**Verpackungseinheit: 1,
ohne Vorratsflasche**

03. Volumetric Glassware · Volumenmessgeräte

FORTUNA® Automatic Burette, Pellet pattern

Class AS,
without conformity approval,
automatic zero adjustment,
borosilicate glass 3.3

1.059..-02

with intermediate PTFE stopcock and
lateral PTFE stopcock, Schellbach,
blue graduation

1.059..-06

with intermediate PTFE stopcock and
lateral PTFE stopcock, amber stain
diffused, white graduation

Reservoir bottle for automatic burettes

1.062

TS 29,2/32, 2 litre, clear glass

1.063

TS 29,2/32, 2 litre, amber glass

FORTUNA® Titrierapparat nach Pellet

Klasse AS,
nicht konformitätsbescheinigt,
automatische Nullpunkteinstellung,
Borosilikatglas 3.3

1.059..-02

mit PTFE-Zwischenhahn, mit seitli-
chem PTFE-Hahn, Schellbach, blau
graduiert

1.059..-06

mit PTFE-Zwischenhahn, mit
seitlichem PTFE-Hahn, Braunglas,
weiß graduiert


Vorratsflasche für Titrierapparate

1.062

TS 29,2/32, 2 L, Klarglas

1.063

TS 29,2/32, 2L, Braunglas



		1.059-..-02	1.059-..-06
Capacity	grad.	Art.-No.	Art.-No.
Inhalt	grad.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
10 ml	: 0.02	1.059-34-02	1.059-34-06
25 ml	: 0.05	1.059-42-02	1.059-42-06
50 ml	: 0.10	1.059-45-02	1.059-45-06

Packing unit: single pack,
without reservoir

Verpackungseinheit: 1,
ohne Vorratsflasche

		1.062	1.063
Capacity		Art.-No.	Art.-No.
Inhalt		Art.-Nr.	Art.-Nr.
2 l		1.062-63	1.063-63

Packing unit: 1

Verpackungseinheit: 1

FORTUNA® Automatic Burette, Dr. Schilling pattern

Class B

automatic zero
adjustment,
soda lime glass

1.068

Schellbach,
blue graduation

1.069

glass amber stain diffused,
white graduation

FORTUNA® Titrierapparat nach Dr. Schilling

Klasse B


automatische
Nullpunkteinstellung,
Kalk-Natron-Glas

1.068

Schellbach,
blau graduert

1.069

Braunglas
weiß graduert



comes mounted on a
polyethylene bottle,
with a plastic foot

komplett montiert
auf Polyethylen-Flasche,
mit solidem Plastikfuß

1.068

Capacity	grad.	Bottle	Art.-No
Inhalt	grad.	Flasche	Art.-Nr.
5 ml	: 0.05	500 ml	1.068-32
10 ml	: 0.05	500 ml	1.068-35
15 ml	: 0.10	1000 ml	1.068-39
25 ml	: 0.10	1000 ml	1.068-43
50 ml	: 0.10	1000 ml	1.068-45

1.069

Capacity	grad.	Bottle	Art.-No
Inhalt	grad.	Flasche	Art.-Nr.
5 ml	: 0.05	500 ml	1.069-32
10 ml	: 0.05	500 ml	1.069-35
15 ml	: 0.10	1000 ml	1.069-39
25 ml	: 0.10	1000 ml	1.069-43
50 ml	: 0.10	1000 ml	1.069-45

Packing unit: 1

Verpackungseinheit: 1

03. Volumetric Glassware · Volumenmessgeräte

Burettes


- manufactured in a range of sizes from 1 ml to 100 ml capacity
-  burettes come in single packs
- produced according to BS ISO 385

Burettes, Class A

- one cane form available: Class A standard
- featuring bold figures and fine graduation lines in white
- all Class A burettes are made of borosilicate glass
- have a flange at the top for ease of filling
- Class A burettes are available uncertified (suffix NC) or with a Works Accuracy Certificate (suffix WAC)
- all Class A burettes are individually calibrated and tested at 3 points (using registered tubing), all individually numbered and fully traceable
- removeable glass jets are inscribed with the number of the instrument for traceability
- all show their flow time inscribed on the instrument
- in addition Works Accuracy Certificate burettes come with a certificate specifying accuracy at three points

Burettes, Class B

- three cane forms available: Class B standard, Class B Schellbach and Class B dispensing burettes
- each featuring bold figures and fine graduation lines in permanent amber
- Class B burettes are made of borosilicate glass or soda lime glass



Büretten

- im Volumenbereich von 1 ml bis 100 ml gefertigt
-  Büretten werden einzeln verpackt
- gemäß BS ISO 385

Büretten, Klasse A

- lieferbar als Klasse A, Standard
- mit deutlich lesbarer Beschriftung und feinen Graduierungslinien in weißer Farbe
- aus Borosilikatglas
- mit weitem Einfülltrichter zum einfachen Befüllen
- Klasse A Büretten sind ohne (Art.-Nr.-Endung NC) oder mit Werkszertifikat (Art.-Nr.-Endung WAC) lieferbar.
- Klasse A Büretten werden individuell kalibriert, an 3 Punkten getestet, einzeln nummeriert und sind vollständig rückverfolgbar
- austauschbare Glasspitzen werden zur besseren Zuordnung mit der Nummer des Messinstrumentes versehen
- die Auslaufzeiten sind auf jedem Messinstrument aufgedruckt
- WAC- Büretten erhalten ein Zertifikat, das die Genauigkeit an 3 Messpunkten wiedergibt

Büretten, Klasse B

- lieferbar in 3 Ausführungen: Klasse B Standard, Schellbach und Klasse B Büretten für große Volumen
- mit deutlich lesbarer Beschriftung und feinen braunen Graduierungslinien bedruckt
- aus Borosilikatglas oder Kalk-Natron-Glas

03. Volumetric Glassware · Volumenmessgeräte

Technical Details · Technische Daten

RB 9803/RB 9806/RB 9807/RB 9809 Burettes, Class A · Büretten, Klasse A

Capacity Inhalt ml	grad. grad. ml	Accuracy Genauigkeit ± ml	Flow time Auslaufzeit s	Letter-Code Code
5	0.02	0.01	20-75	-/C
10	0.02	0.02	75-95	-/Y
10	0.05	0.03	75-95	-/Z
25	0.05	0.03	70-100	-/F
25 ⁽¹⁾	0.10	0.05	35-75	-/G
50	0.10	0.05	50-100	-/H
100	0.20	0.10	60-100	-/I

⁽¹⁾ short form · kurze Form

R 9103 / R 9106 / R 9107 Burettes, Class B · Büretten, Klasse B

Capacity Inhalt ml	grad. grad. ml	Accuracy Genauigkeit ± ml	Flow time Auslaufzeit s	Letter-Code Code
1	0.01	0.01	20-50	-/A
2	0.01	0.02	10-45	-/B
5	0.02	0.02	20-65	-/C
10	0.02	0.05	40-95	-/E
10	0.05	0.05	45-75	-/Z
25	0.05	0.05	30-70	-/G
25 ⁽¹⁾	0.10	0.10	30-70	-/H
50	0.10	0.10	40-100	-/I
100	0.20	0.20	30-100	-/J

⁽¹⁾ short form · kurze Form

R200 Dispensing Burettes · Büretten für große Volumen

Capacity Inhalt ml	grad. grad. ml	Accuracy Genauigkeit ± ml
250 -/A	: 1.0	1
500 -/B	: 2.0	2

R201 Daffert Auto-Zero Burettes · Daffert Büretten

Capacity Inhalt ml	grad. grad. ml	Accuracy Genauigkeit ± ml
25 -/A	: 0.1	0.1
50 -/B	: 0.1	0.1

03. Volumetric Glassware · Volumenmessgeräte

RB9803

volac Burette, with interchangeable glass key in glass barrel

Class A

white graduation,
borosilicate glass

RB9803/NC

without certificate

RB9803/WAC

with certificate

volac Burette, with interchangeable PTFE key in glass barrel

Class A

white graduation,
borosilicate glass

RB9806/NC

without certificate

RB9806/WAC

with certificate

RB9806

volac Bürette mit austauschbarem Glasküken im Glashahn

Klasse A

weiß graduiert,
Borosilikatglas

RB9803/NC

ohne Zertifikat

RB9803/WAC

mit Zertifikat

volac Bürette mit austauschbarem PTFE-Küken im Glashahn

Klasse A


weiß graduiert,
Borosilikatglas

RB9806/NC

ohne Zertifikat

RB9806/WAC

mit Zertifikat



		RB9803/NC	RB9803/WAC
Capacity	grad.	Art.-No.	Art.-No.
Inhalt	grad.	Art.-Nr.	Art.-No.
5 ml :	0.02	RB9803/NC/C	RB9803/WAC/C
10 ml :	0.02	RB9803/NC/Y	RB9803/WAC/Y
10 ml :	0.05	RB9803/NC/Z	RB9803/WAC/Z
25 ml :	0.05	RB9803/NC/F	RB9803/WAC/F
25 ml :	0.10 ⁽¹⁾	RB9803/NC/G	RB9803/WAC/G
50 ml :	0.10	RB9803/NC/H	RB9803/WAC/H
100 ml :	0.20	RB9803/NC/I	RB9803/WAC/I

⁽¹⁾ short form · kurze Form

		RB9806/NC	RB9806/WAC
Capacity	grad.	Art.-No.	Art.-No.
Inhalt	grad.	Art.-Nr.	Art.-No.
5 ml :	0.02	RB9806/NC/C	RB9806/WAC/C
10 ml :	0.02	RB9806/NC/Y	RB9806/WAC/Y
10 ml :	0.05	RB9806/NC/Z	RB9806/WAC/Z
25 ml :	0.05	RB9806/NC/F	RB9806/WAC/F
25 ml :	0.10 ⁽¹⁾	RB9806/NC/G	RB9806/WAC/G
50 ml :	0.10	RB9806/NC/H	RB9806/WAC/H
100 ml :	0.20	RB9806/NC/I	RB9806/WAC/I

⁽¹⁾ short form · kurze Form

Packing unit: 1

Verpackungseinheit: 1

03. Volumetric Glassware · Volumenmessgeräte

RB9807

volac Burette,
2-way flow with
interchangeable
PTFE key in glass
barrel

Class A

white graduation,
borosilicate glass

RB9807/NC

without certificate

RB9807/WAC

with certificate

volac Burette,
with removeable
PTFE-stopcock,
with PTFE key,
with glass tip

Class A

white graduation,
borosilicate glass

RB9809/NC

without certificate

RB9809/WAC

with certificate

RB9809

volac Bürette,
2-Wege-Ventil mit
austauschbarem
PTFE Küken im
Glashahn

Klasse A

weiß graduiert,
Borosilikatglas

RB9807/NC

ohne Zertifikat

RB9807/WAC

mit Zertifikat

volac Bürette mit
austauschbarem
PTFE-Hahn, mit
PTFE Küken und
Glasspitze

Klasse A


weiß graduiert,
Borosilikatglas

RB9809/NC

ohne Zertifikat

RB9809/WAC

mit Zertifikat



		RB9807/NC	RB9807/WAC
Capacity	grad.	Art.-No.	Art.-No.
Inhalt	grad.	Art.-Nr.	Art.-No.
5 ml :	0.02	RB9807/NC/C	RB9807/WAC/C
10 ml :	0.02	RB9807/NC/Y	RB9807/WAC/Y
10 ml :	0.05	RB9807/NC/Z	RB9807/WAC/Z
25 ml :	0.05	RB9807/NC/F	RB9807/WAC/F
25 ml :	0.10 ⁽¹⁾	RB9807/NC/G	RB9807/WAC/G
50 ml :	0.10	RB9807/NC/H	RB9807/WAC/H
100 ml :	0.20	RB9807/NC/I	RB9807/WAC/I

⁽¹⁾ short form · kurze Form

		RB9809/NC	RB9809/WAC
Capacity	grad.	Art.-No.	Art.-No.
Inhalt	grad.	Art.-Nr.	Art.-No.
5 ml :	0.02	RB9809/NC/C	RB9809/WAC/C
10 ml :	0.02	RB9809/NC/Y	RB9809/WAC/Y
10 ml :	0.05	RB9809/NC/Z	RB9809/WAC/Z
25 ml :	0.05	RB9809/NC/F	RB9809/WAC/F
25 ml :	0.10 ⁽¹⁾	RB9809/NC/G	RB9809/WAC/G
50 ml :	0.10	RB9809/NC/H	RB9809/WAC/H
100 ml :	0.20	RB9809/NC/I	RB9809/WAC/I

⁽¹⁾ short form · kurze Form

Packing unit: 1

Verpackungseinheit: 1

03. Volumetric Glassware · Volumenmessgeräte

volac Burette Class USP, A

white graduation,
borosilicate glass

**with interchangeable
glass key in glass barrel**

US9803/NC

without certificate

US9803/WAC

with certificate



**with interchangeable
PTFE key in glass barrel**

US9806/NC

without certificate

US9806/WAC

with certificate



**with 2-way flow, with
interchangeable PTFE key
in glass barrel**

US9807/NC

without certificate

US9807/WAC

with certificate



**with removeable PTFE-
stopcock, with PTFE key,
with glass tip**

US9809/NC

without certificate

US9809/WAC

with certificate



volac Bürette Klasse USP, A

weiß graduert,
Borosilikatglas

**mit austauschbarem
Glasküken im Glashahn**

US9803/NC

ohne Zertifikat

US9803/WAC

mit Zertifikat

**mit austauschbarem
PTFE-Küken im Glashahn**

US9806/NC

ohne Zertifikat

US9806/WAC

mit Zertifikat

**mit 2-Wege-Ventil, mit
austauschbarem PTFE-
Küken im Glashahn**

US9807/NC

ohne Zertifikat

US9807/WAC

mit Zertifikat

**mit austauschbarem
PTFE-Hahn, mit PTFE-
Küken und Glasspitze**

US9809/NC

ohne Zertifikat

US9809/WAC

mit Zertifikat

		US9803/NC	US9803/WAC
Capacity	grad.	Art.-No.	Art.-No.
Inhalt	grad.	Art.-Nr.	Art.-No.
25 ml :	0.10 ⁽¹⁾	US9803/NC/G	US9803/WAC/G
50 ml :	0.10	US9803/NC/H	US9803/WAC/H
		US9806/NC	US9806/WAC
Capacity	grad.	Art.-No.	Art.-No.
Inhalt	grad.	Art.-Nr.	Art.-No.
25 ml :	0.10 ⁽¹⁾	US9806/NC/G	US9806/WAC/G
50 ml :	0.10	US9806/NC/H	US9806/WAC/H
		US9807/NC	US9807/WAC
Capacity	grad.	Art.-No.	Art.-No.
Inhalt	grad.	Art.-Nr.	Art.-No.
25 ml :	0.10 ⁽¹⁾	US9807/NC/G	US9807/WAC/G
50 ml :	0.10	US9807/NC/H	US9807/WAC/H
		US9809/NC	US9809/WAC
Capacity	grad.	Art.-No.	Art.-No.
Inhalt	grad.	Art.-Nr.	Art.-No.
25 ml :	0.10 ⁽¹⁾	US9809/NC/G	US9809/WAC/G
50 ml :	0.10	US9809/NC/H	US9809/WAC/H

⁽¹⁾ short form · kurze Form

03. Volumetric Glassware · Volumenmessgeräte

volac **Burette, with interchangeable glass key in glass barrel**

Class B

amber graduation,
borosilicate glass

R9103

Class B

Schellbach,
borosilicate glass

R9503



volac **Bürette mit austauschbarem Glasküken im Glashahn**

Klasse B

braun graduert,
Borosilikatglas

R9103

Klasse B

Schellbach,
Borosilikatglas

R9503

volac **Burette, with interchangeable PTFE key in glass barrel**

Class B

amber graduation,
borosilicate glass

R9106

Class B

Schellbach,
borosilicate glass

R9506



volac **Bürette mit austauschbarem PTFE-Küken im Glashahn**

Klasse B

braun graduert,
Borosilikatglas

R9106

Klasse B

Schellbach,
Borosilikatglas

R9506

		R9103	R9106
Capacity	grad.	Art.-No.	Art.-No.
Inhalt	grad.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
1 ml :	0.01	R9103/A/S	R9106/A/S
2 ml :	0.02	R9103/B/S	R9106/B/S
5 ml :	0.02	R9103/C/S	R9106/C/S
10 ml :	0.02	R9103/E/S	R9106/E/S
10 ml :	0.05	R9103/Z/S	R9106/Z/S
10 ml :	0.10 ⁽²⁾	R9103/F/S	R9106/F/S
25 ml :	0.05	R9103/G/S	R9106/G/S
25 ml :	0.10 ⁽¹⁾	R9103/H/S	R9106/H/S
50 ml :	0.10	R9103/I/S	R9106/I/S
100 ml :	0.20	R9103/J/S	R9106/J/S

⁽¹⁾ short form · kurze Form

⁽²⁾ not listed in BS · nicht in BS

Packing unit: 1

Verpackungseinheit: 1

		R9503	R9506
Capacity	grad.	Art.-No.	Art.-No.
Inhalt	grad.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
10 ml :	0.10 ⁽²⁾	R9503/A/S	R9506/A/S
25 ml :	0.10 ⁽¹⁾	R9503/B/S	R9506/B/S
50 ml :	0.10	R9503/C/S	R9506/C/S
100 ml :	0.20	R9503/D/S	R9506/D/S

⁽¹⁾ short form · kurze Form

⁽²⁾ not listed in BS · nicht in BS

Packing unit: 1

Verpackungseinheit: 1

03. Volumetric Glassware · Volumenmessgeräte

volac **Burette,**
2-way flow with
interchangeable
PTFE key in glass
barrel

Class B

amber graduation,
borosilicate glass


R9107

volac **Bürette,**
2-Wege-Ventil mit
austauschbarem
PTFE-Küken im
Glashahn

Klasse B

braun graduiert,
Borosilikatglas

R9107



volac **Burette,**
2-way flow with
interchangeable
PTFE key in glass
barrel, Schellbach

Class B

amber graduation,
soda lime glass

R9507

volac **Bürette,**
2-Wege-Ventil mit
austauschbarem
PTFE-Küken im
Glashahn, Schellbach

Klasse B

braun graduiert,
Kalk-Natron-Glas

R9507

		R9107	R9507
Capacity	grad.	Art.-No.	Art.-No.
Inhalt	grad.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
1 ml :	0.01	R9107/A/S	-
2 ml :	0.02	R9107/B/S	-
5 ml :	0.02	R9107/C/S	-
10 ml :	0.02	R9107/E/S	-
10 ml :	0.05	R9107/Z/S	-
10 ml :	0.10 ⁽²⁾	R9107/F/S	R9507/A
25 ml :	0.05	R9107/G/S	-
25 ml :	0.10 ⁽¹⁾	R9107/H/S	R9507/B
50 ml :	0.10	R9107/I/S	R9507/C
100 ml :	0.20	R9107/J/S	R9507/D

⁽¹⁾ short form · kurze Form

⁽²⁾ not listed in BS · nicht in BS

Packing unit: 1

Verpackungseinheit: 1

03. Volumetric Glassware · Volumenmessgeräte

volac Burette,
with removeable
PTFE-stopcock,
with PTFE key,
with glass tip

Class B

amber graduation,
borosilicate glass

R9109

volac Burette,
with removeable
PTFE-stopcock,
with PTFE key,
with glass tip

Class B

amber graduation,
borosilicate glass

R9509



volac Bürette mit
austauschbarem
PTFE-Hahn, mit
PTFE Küken und
Glasspitze

Klasse B

braun graduiert,
Borosilikatglas

R9109

volac Bürette mit
austauschbarem
PTFE-Hahn, mit
PTFE Küken und
Glasspitze

Klasse B

braun graduiert,
Borosilikatglas

R9509

Capacity Inhalt	grad. grad.	R9109	R9509
		Art.-No. Art.-Nr.	Art.-No. Art.-Nr.
1 ml :	0.01	R9109/A/S	-
2 ml :	0.02	R9109/B/S	-
5 ml :	0.02	R9109/C/S	-
10 ml :	0.02	R9109/E/S	-
10 ml :	0.05	R9109/Z/S	-
10 ml :	0.10 ⁽²⁾	R9109/F/S	R9509/A
25 ml :	0.05	R9109/G/S	-
25 ml :	0.10 ⁽¹⁾	R9109/H/S	R9509/B
50 ml :	0.10	R9109/I/S	R9509/C
100 ml :	0.20	R9109/J/S	R9509/D

⁽¹⁾ short form · kurze Form

⁽²⁾ not listed in BS · nicht in BS

Packing unit: 1

Verpackungseinheit: 1

03. Volumetric Glassware · Volumenmessgeräte

R200

volac **Dispensing Burette, with glass key**

Class B

amber graduation,
soda lime glass

R200

volac **Bürette für große Volumen, mit Glasküken**

Klasse B

braun graduert,
Kalk-Natron-Glas

R200

R201

volac **Auto-Zero Burette, Daffert pattern, with PTFE key**

Class B

amber graduation,
borosilicate glass


R201

volac **Bürette, automatische 0-Punkt-Einstellung, Daffert, mit PTFE-Küken**

Klasse B

braun graduert,
Borosilikatglas

R201



R200	
Capacity	Art.-No.
Inhalt	Art.-Nr.
250 ml	R200/A
500 ml	R200/B

R201	
Capacity	Art.-No.
Inhalt	Art.-Nr.
25 ml : 0.10	R201/A
50 ml : 0.10	R201/B

03. Volumetric Glassware · Volumenmessgeräte



volac Replacement complete PTFE stopcock

interchangeable complete
PTFE stopcock,
straight flow

R909

volac Ersatz-PTFE Hahn, komplett

austauschbarer
PTFE Hahn,
gerader Fluss

R909

volac Replacement glass burette jet, for removeable PP- stopcock

Class A and Class B

R909/B1, B2,B3



volac Ersatz- glasspitze für austauschbaren PP-Hahn

Klasse A und Klasse B

R909/B1,B2,B3

R909

Art.-No.

Art.-Nr.

R909

R909/B1 - B3

Cap. grad.	Class	Art.-No.
Inhalt grad.	Klasse	Art.-Nr.
1 ml : 0.01	B	R909/B1/G5
2 ml : 0.01	B	
5 ml : 0.02	B	
5 ml : 0.02	A	R909/B2/G5
25 ml : 0.10	A	
10 ml : 0.02	B	
10 ml : 0.05	B	
25 ml : 0.05	B	
25 ml : 0.10	B	
50 ml : 0.10	B	
100 ml : 0.20	B	
10 ml : 0.02	A	R909/B3/G5
10 ml : 0.05	A	
25 ml : 0.05	A	
50 ml : 0.10	A	
100 ml : 0.20	A	

Packing unit: 1

Verpackungseinheit: 1